



El fuerte campo magnético MR penetra en el cuerpo para tratar diversas enfermedades que afectan a tejidos profundos como nervios, músculos y sistema esquelético.

- Puede atravesar estructuras que la estimulación eléctrica no puede alcanzar, lo que permite una estimulación más eficaz que alcanza una profundidad de hasta 10 cm, por lo que puede llegar a tejido óseo.
- Tratamiento no invasivo y sin contacto que no requiere desvestir al paciente.



Performance

Incluso siendo el equipo de estimulación electromagnética más potente del mercado, el paciente experimenta una sensación suave durante su aplicación.



Economía

Debido a su diseño y estructura impecables, las piezas de MagRex están diseñadas para una larga durabilidad. Además, no tiene mantenimiento que suponga un coste extra.



Comodidad

Los pacientes no tienen que desvestirse para su tratamiento y los profesionales pueden trabajar fácilmente con el dispositivo gracias a un sencillo e intuitivo interfaz.



Tecnología

Magrex cuenta con un sistema patentado de refrigeración por agua que permite trabajar a alta intensidad de forma ilimitada.

Estabildad, seguridad

- Opera en diversos entornos como temperatura, humedad e inestabilidad eléctrica; garantiza un funcionamiento estable dondequiera que se utilice.
 Desarrollamos y empleamos un sistema de enfriamiento por agua en serpentín, maximizando la eficiencia de enfriamiento. El método de enfriamiento mediante el uso de agua mantiene la temperatura constante del serpentín para brindar una alta eficiencia operativa del dispositivo.
- Certificación RoHS: certifica que el dispositivo médico de la Compañía es seguro en contenido de sustancias dañinas como plomo, mercurio y cadmio.
- Certificación biocompatibilidad: se demostró que la bobina circular o en forma de 8 que entra en contacto con el cuerpo humano de conformidad con ISO 10993 es segura sin riesgo biológico potencial para el cuerpo humano.







Generador electromagnético polivalente

- Dolor, rehabilitación, enfermedades uroginecológicas, etc.
- Eficaz contra diversas enfermedades gracias a su bobina electromagnética

Cargado con más programas aplicables a varios tipos de enfermedades

- 25 Programas básicos
- 5 programas burst

Función de edición de usuario más avanzada

- 30 Programas personalizados
- Cada programa puede guardar 4 patrones

Interfaz de usuario sencilla

- Interfaz de usuario cómoda e intuitiva
- Solo 2 toques para iniciar un programa de estimulación







Alivio del dolor por estimulación nerviosa, muscular y mejora de la circulación sanguínea



Enfermedad uroginecológica

Tratamiento de los síntomas de la incontinencia urinaria mediante el fortalecimiento de los músculos del interior de la pelvis, como el esfínter uretral




Fortalecimiento de los músculos estabilizadores, terapia de rehabilitación Potencia los músculos estabilizadores, para aliviar el dolor



Gran capacidad regenerativa debido a su gran potencia







Burst permite una alta y baja frecuencia en la misma corriente.

Gracias a esta nueva tecnología conseguimos ser más eficaces y eficientes en el tratamiento para la recuperación de tus pacientes.

5 programas Burst:

- Continuos: • cTBS • LTD burst

- Intermitentes: • iTBS • LTP burst • Burst

MagRex Especificaciones

Amplitud de inducción magnética (intensidad)		0~7.5Tesla
Forma del pulso de estimulación		Bifásico
Duración del pulso		300us
Frecuencia de estimulación		1~150Hz
Modo	Programas básicos	30
	Programas personalizados	30
Voltaje de suministro		230V~, 50/60Hz
Dimensión	Cuerpo principal (An*L*A, mm)	380*520*950
	Peso total	64Kg
4		

DISTRIBUIDOR OFICIAL CATALUÑA / BALEARES



CIM SALUT S.L.

C/ de la Font 32, 08243 Manresa (Barcelona)

www.cimsalut.com

carles.vazquez@cimsalut.com

montse.planas@cimsalut.com

